

PRX 04

Riduttore a pistone con portata fissa



Riduttore di pressione con taratura fissa idoneo al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

Caratteristiche specifiche

Compatto e affidabile
 Connessione ingresso standard UNI
 Valvola di sicurezza
 Uscita portagomma $\varnothing 7\text{mm}$
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

Dati tecnici

Dimensioni	100x135x40 \pm 5 mm
Peso	0,56 \pm 0,2 kg
Pressione in ingresso max	200 bar
Pressione in uscita	Pretarata max 4 bar
Flusso in uscita	6 l/min
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar classe di precisione 2,5

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.PIST.B3,5-6l/m-CORT-
C/COPRIM.PORT. $\varnothing 7\text{mmUNI}$

PR00304B

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 84047



Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it