

## STX 709

### Sacco salma blu



STX 709 è un dispositivo destinato al recupero e brevi spostamenti di salme.

#### Caratteristiche specifiche

Realizzato in robusto TNT, con rivestimento interno in PE per impedire la fuoriuscita di fluidi all'esterno del sacco

Le maniglie passanti, permettono di distribuire al meglio il carico, rendendo più semplice il trasporto

Il percorso a "C" della chiusura a zip, offre un'apertura ampia rendendo l'inserimento e il posizionamento della salma più semplice e rapido.

Finestra trasparente per l'inserimento di documenti identificativi

#### Dati tecnici

Lunghezza	203 ± 5 cm
Larghezza	104 ± 5 cm
N° maniglie	6
Dimensioni finestra trasp.	220x180 ± 5 mm
Materiale	TNT
Capacità di carico	120 kg
Peso	80 g/m <sup>2</sup>

STX 709 - SACCO SALMA BLU TNT 6

MAN. 104X203 cm

ST00709A

Rev.0 (31/07/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[mortuary.spencer.it](http://mortuary.spencer.it)