


TABELLA COMPARATIVA BARELLE AUTOCARICANTI



| SPENCER BARELLE AUTOCARICANTI | 1 CINCO MAS | 2 CROSS | 3 CROSSOVER | 4 CROSS UP 8409 | 5 CROSSOVER CHAIR | 6 CARRERA TEC | 7 CARRERA ACTIV | 8 CARRERA PRO | 9 CARRERA XL T TEC | 10 CARRERA XL T TEC MAX |
|--|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| NUMERO DI LIVELLI | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| PESO (kg) | 42 | 45 | 45 | 52 | 59 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| CAPACITÀ DI CARICO (kg) | 250 | 170 | 250 | 250 | 250 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 |
| ALTEZZA DI CARICO ¹ (cm) | 65-75 | Da 52 a 70 | Da 47 a 70 | 65 | 65 | 50-60-63-68-73-75 | 60-63-64-68 | 50-60 | 55-58-60-66-68-75 | 50-60-63-68-75 |
| TELAIO PIEGHEVOLE | | ● | ● | | | | ● | | | |
| 4 RUOTE GIREVOLI | ● | | ● | | ● | | | | | |
| CARRELLO STACCABILE/ BARELLA DA CAMPO | | | | ● | ● | | | | | |
| ALLOGGIAMENTO PER SPINALE | | | | | | | | ● | | |

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze di ± 10 mm e ± 1 kg rispettivamente.
(1) Altezza da terra misurata da destra sotto le ruote di carico.