



ZAINO DI EMERGENZA

PAX WASSERKUPPE L

CARATTERISTICHE

- **Resistente e confortevole** grazie agli spallacci e al retro imbottiti
- Realizzato con **materiali resistenti e di facile manutenzione**
- Dotato di uno **scomparto anteriore esteso** e uno **scomparto laterale con cerniera**
- **2 maniglie** permettono di trasportarlo sia lateralmente che longitudinalmente
- **Piedini rivettati** consentono allo zaino di rimanere stabile su diverse superfici
- **Elementi riflettenti** che aumentano la visibilità dello zaino
- **Personalizzabile** con opzioni per set di sacche interne, pannelli divisorii, sistemi di fissaggio (magnete o velcro®/banda di aggancio), materiali, vari colori e dimensioni
- **Iscrizione personalizzata** disponibile su richiesta.



PRODOTTO DA X-CEN-TEX | DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.

Modello	WASSERKUPPE L				
Colore					
Codice	200050301	200050307	200050308	200054501	200054507

Lo zaino di emergenza PAX WASSERKUPPE L è stato progettato specificamente per l'uso quotidiano nei servizi di soccorso, offrendo robustezza, personalizzazione e comfort. Questo modello di zaino consente configurazioni personalizzate con opzioni per set di sacche interne, pannelli divisorii e vari sistemi di fissaggio (magnete o velcro®/banda di aggancio), materiali e colori. Costruito per garantire longevità e comfort, è dotato di rinforzi, imbottiture e piedini rivettati per garantire la stabilità su diversi terreni.

42 x 57 x 23
cm



Dimensioni

2,50 kg



Peso

38,88 L



Capacità



Facile da igienizzare

DATI TECNICI

Codice	200050301	200050307	200050308	200054501	200054507
Dimensione	42 x 57 x 23 cm				
Capacità	38,88 L				
Peso senza accessori	2,50 kg				
Materiale	PAX-Tec	PAX-Tec	PAX-Tec	PAX-Rip Tec	PAX-Rip Tec
Colore	Rosso	Blu	Giallo	Rosso	Blu

Uno spazioso scomparto principale, completamente apribile tramite una cerniera a due vie, può contenere sacche interne dedicate o pannelli divisorii; i passanti elastici e le tasche sui lati interni sono codificati per colore (rosso per l'attrezzatura per la circolazione e blu per l'attrezzatura per le vie aeree) per un facile accesso a ciò che serve. Uno scomparto anteriore esteso può ospitare attrezzature essenziali come il collare cervicale, mentre uno scomparto laterale con cerniera consente di accedere facilmente ai documenti importanti. Per massima praticità, lo zaino è dotato di due maniglie che consentono il trasporto sia longitudinale sia trasversale, oltre a spallacci regolabili e rimovibili. Completano lo zaino le strisce riflettenti su tutti i lati per una maggiore visibilità.

Lo zaino PAX Wasserkuppe L può essere realizzato in PAX-Tec, materiale molto resistente caratterizzato da un rivestimento spesso e di facile manutenzione, oppure in PAX-Rip Tec, estremamente resistente all'abrasione, ideale per realizzare zaini leggeri.

ACCESSORI



102103201

PAX INNER POUCH M - WELDED

Sacca interna di dimensioni M con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX, profilo di colore rosso.



102113205

PAX INNER POUCH L - WELDED

Sacca interna di dimensioni L con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX, profilo di colore arancione.



102123201

PAX INNER POUCH FT - WELDED

Sacca interna di dimensioni FT con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX, profilo di colore rosso.



102123204

PAX INNER POUCH FT - WELDED

Sacca interna di dimensioni FT con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX, profilo di colore blu.



130373200

PAX INNER POUCH SET 1 - WELDED

Set di 4 sacche interne con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX: 4 colori e 2 misure.



130373200

PAX INNER POUCH SET 2 - WELDED

Set di 5 sacche interne con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX: 4 colori e 3 misure.



130383200

PAX INNER POUCH SET KIND EMERGENCY- WELDED

Set di 5 sacche interne con velcro®, per personalizzare borse/zaini PAX: 4 colori e 2 misure.