


**SACCA INTERNA EMERGENZA - VELCRO®**

# PAX INNER POUCH M - WELDED

**CARATTERISTICHE**

- Sacca interna **rinforzata**, adatta per contenere strumenti e materiali di emergenza
- **Dimensione media**, disponibile in vari colori
- **Striscia di velcro®** cucita sul retro che consente un'ottimale disposizione della sacca all'interno di zaini o borse PAX
- **Cerniera a due vie** in ogni sacca consente un accesso più rapido al contenuto medicale
- Materiale **PAX-Tex** che facilita la pulizia e la disinfezione
- Apposita **area trasparente** per etichette nella parte superiore.


**PRODOTTO DA X-CEN-TEX**
**DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.**

Modello	INNER POUCH M - WELDED					
Colore						
Codice	<b>102103201</b>	<b>102103203</b>	<b>102103204</b>	<b>102103205</b>	<b>102103207</b>	<b>102103211</b>

La PAX INNER POUCH M è una sacca interna rinforzata di medie dimensioni, progettata per contenere strumenti e materiali di emergenza in modo efficiente. Realizzata in PAX-Tex, facilmente igienizzabile, può essere posizionata in maniera organizzata all'interno dello zaino/borsa PAX grazie alla striscia di velcro cucita sul retro. Dotata di una cerniera a due vie per un facile accesso, presenta un'area trasparente nella parte superiore per l'inserimento di etichette. Disponibile con profili rosso, nero, giallo, arancione, blu e verde.

**DATI TECNICI**

Codice	102103201	102103203	102103204	102103205	102103207	102103211
Dimensioni	17 x 15 x 8 cm					
Peso	0,08 kg					
Colore	Rosso	Nero	Giallo	Arancio	Blu	Verde
Materiale	PAX-Tex	PAX-Tex	PAX-Tex	PAX-Tex	PAX-Tex	PAX-Tex

 Scheda tecnica del prodotto **PAX Inner Pouch M - welded** - Codici **102103201 • 102103203 • 102103204 • 102103205 • 102103207 • 102103211**

 Rev.0 (01/07/2024)  
 COPIA NON CONTROLLATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.