



PORTAFIALE

PAX AMPOULE HOLDER XS

CARATTERISTICHE

- **Robusta cerniera** a due vie e **maniglia** per una maggiore resistenza nell'uso quotidiano
- **Astuccio rinforzato e foderato in schiuma** per proteggere il contenuto e prevenire le rotture
- La **parete del coperchio e del fondo** presenta numerose piccole asole elastiche per fiale
- **Due divisori centrali** con tasca trasparente e passanti elastici per siringhe e cannule
- **Velcro® sul retro** per configurare in maniera organizzata l'interno delle borse e degli zaini PAX
- **Finestra trasparente sul coperchio** per documenti o l'elenco dei contenuti
- Realizzato in **materiale PAX-Tec** caratterizzato da un rivestimento leggermente più spesso, facile da igienizzare
- Una **striscia gialla riflettente** aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Elementi come maniglia e linguette in gomma sono **facilmente sostituibili**.



PRODOTTO DA X-CEN-TEX

DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.

Modello	AMPOULE HOLDER XS	AMPOULE HOLDER XS	AMPOULE HOLDER XS
Colore			
Codice	200900301	200900307	200900308

PAX AMPOULE HOLDER XS è un portafiale facile da igienizzare e progettato appositamente per l'alloggiamento all'interno di una borsa o di uno zaino di soccorso PAX. Completamente rinforzato e rivestito in schiuma per una maggiore resistenza nell'uso quotidiano, garantisce la conservazione e il trasporto sicuro di farmaci, siringhe, cannule e altri elementi essenziali in caso di emergenza. È disponibile in diversi colori.

17,5 x 10 x 12,5 cm



DIMENSIONI

0,33 kg



PESO

2,2 L



CAPACITÀ

FACILE DA
IGIENIZZARE

DATI TECNICI

Codice	200900301	200900307	200900308
Dimensione	17,5 x 10 x 12,5 cm	17,5 x 10 x 12,5 cm	17,5 x 10 x 12,5 cm
Capacità	2,2 L	2,2 L	2,2 L
Peso senza accessori	0,33 kg	0,33 kg	0,33 kg
Materiale	PAX-Tec	PAX-Tec	PAX-Tec
Colore	Rosso	Blu	Giallo

Il portafiale PAX AMPOULE HOLDER XS si inserisce nelle tasche esterne delle borse di emergenza PAX contrassegnate con PRO. Internamente è così configurato: la parete del coperchio e quella del fondo presentano numerose piccole asole elastiche per fiale, mentre una linguetta rimovibile con una tasca trasparente su un lato e passanti elastici sull'altro funge da divisorio interno. Può ospitare efficacemente varie fiale, siringhe, cannule e medicinali confezionati. Esternamente, dispone di una finestra trasparente per documenti, etichette o elenchi del contenuto. Può contenere fino a 24 fiale da 1-2 ml, 5 fiale da 5 ml e 5 fiale da 10 ml.



Rev.0 (30/08/2024)
COPIA NON CONTROLLATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it