



BARELLA 6 ALTEZZE ACCORCIABILE

# AGILE

## CARATTERISTICHE

- Barella in acciaio inox con micropallinatura per maggiore durata e longevità
- 6 altezze variabili
- Maniglia di facile accesso per modificare l'altezza della barella
- Sistema di abbassamento assistito
- Telaio accorciabile per una maggiore mobilità in spazi ristretti
- Posizioni Trendelenburg e Fowler
- 4 ruote girevoli con freno
- Sistema Twist di sblocco delle ruote anteriori
- Disponibile in 3 modelli con diverse altezze di carico.



Conforme a standard UNI EN 1865-3 EN 1789

Dispositivo medico di classe I conforme al regolamento UE 2017/745 - MDR

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** AGILE è una barella autocaricante con 6 altezze variabili e una capacità di carico di 260 kg. Il telaio accorciabile e le 4 ruote girevoli facilitano il movimento della barella anche in spazi ristretti. Le maniglie con codice colore rendono più intuitivo il caricamento della barella sull'ambulanza. Disponibile in tre modelli con diverse altezze di carico, AGILE può essere regolata sia in posizione Trendelenburg che Fowler.

**DESTINAZIONE D'USO:** Le barelle per ambulanza come il modello AGILE sono il mezzo principale per il trasporto di persone malate e/o ferite in transito in posizione sdraiata, in condizioni di sicurezza e di comodità. Non è previsto che il paziente possa intervenire sul dispositivo, non ne è previsto lo stazionamento prolungato o l'utilizzo come letto ospedaliero. Conformi a standard 10G se utilizzate con i sistemi di fissaggio dedicati.

260 kg



**CAPACITÀ DI CARICO**



**PIANO ACCORCIABILE**



**ABBASSAMENTO ASSISTITO**



**ALTEZZE VARIABILI**

## DATI TECNICI

Modelli	AGILE 60	AGILE 68	AGILE 75
Codici	<b>AG00001-DO</b> <b>AG00001-ZO</b>	<b>AG00002-DO</b> <b>AG00002-ZO</b> <b>AG00002-D1</b>	<b>AG00003-DO</b> <b>AG00003-ZO</b>
Lunghezza	197,5 cm	197,5 cm	197,5 cm
Lunghezza ridotta	170 cm	170 cm	170 cm
Larghezza	57,5 cm	57,5 cm	57,5 cm
Peso (senza accessori) (1)	56,5 kg	56,5 kg	56,5 kg
Dimensione delle sponde laterali	68 x 19 cm	68 x 19 cm	68 x 19 cm
Diametro delle ruote	20 cm	20 cm	20 cm
Capacità di carico (1)	260 kg	260 kg	260 kg
Altezza di carico (2)	60 cm	68 cm	75 cm
Numero di freni	4	4	4
Sistema TWIST	✓	✓	✓
6 altezze variabili	✓	✓	✓
Telaio accorciabile	✓	✓	✓
Trendelenburg	✓	✓	✓
Fowler	✓	✓	✓
DNA Cinture di trattenuta (toraciche, femore/pelvi, caviglie)	✓	✓	✓
Materasso QMX 777	Incluso in AG00001-DO	Incluso in AG00002-DO e AG00002-D1	Incluso in AG00003-DO
Prolunga avanzamento barella	-	Incluso in AG00002-D1	-
Materiale	Acciaio inox, Al, PE	Acciaio inox, Al, PE	Acciaio inox, Al, PE
Colore telaio			
Colore pianale			

(1) Il peso è soggetto a una tolleranza di 1 kg, a seconda dell'altezza di carico del modello di barella.

(2) Altezza da terra misurata da sotto le ruote di carico.

## SISTEMA DI FISSAGGIO RACCOMANDATO



ST42720

**S-MAX PRO**  
 10G Sistema di  
 fissaggio per barelle

**ACCESSORI DISPONIBILI****EN90003****END-T**  
10G Tavolo strumenti  
per barelle**ST00491****STX 90**  
Poggiatesta  
telescopico per  
barelle**ST00480****FIXO KID**  
Sistema di trattenuta  
in barella per pazienti  
pediatrici**IF01047****TRACK 4**  
Asta portaflebo**CB09012****OXYPACK**  
Portabombole di  
ossigeno per barelle  
- 2 L**ST00046****S-WINGS**  
Supporti per  
l'estensione bariatrica  
per la barella AGILE