



BORSA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO DI EMERGENZA

PAX OXYBAG COMPACT XL**CARATTERISTICHE**

- Progettata per la somministrazione rapida di ossigeno, questa borsa rinforzata e imbottita può contenere una bombola di ossigeno da 2 litri e i relativi accessori
- Dispone di una cerniera a doppio barile che consente di aprire completamente la sacca con una sola mano
- Le tasche sono progettate per i flaconi da 2 L e i flaconi D
- Cerniere Easy Zip It's e componenti della borsa facilmente sostituibili
- Elementi riflettenti su tutti i lati per migliorare la riconoscibilità e la visibilità in contesti poco illuminati.



PRODOTTO DA X-CEN-TEK

PAX OXYBAG COMPACT XL è una borsa compatta di emergenza realizzata in PAX-Tec, progettata per il trasporto di una bombola di ossigeno da 2 litri con relativo riduttore di pressione e valvola di rilascio. Include anche uno scomparto per accessori, come dispositivi di aspirazione e sacche di rianimazione, consentendo il precollegamento di queste ultime alla valvola di rilascio. Ulteriori tasche interne su entrambi i lati aiutano ad organizzare in maniera più efficiente il contenuto. La borsa può essere aperta completamente grazie a una cerniera a doppio battente azionabile con una sola mano. Il vano accessori sopra le bombole offre spazio per le pompe di aspirazione, mentre altri accessori possono essere riposti nell'ampia tasca anteriore.



*Accessori non inclusi.

DATI TECNICI

Codice	202700307
Dimensioni	70 x 30 x 30,5 cm
Capacità	64 L
Peso senza accessori	2,99 kg
Materiale	PAX-Tec
Colore	

Scheda tecnica del prodotto **PAX OXYBAG COMPACT XL** – Codice **202700307**Rev.0 (13/06/2025) – COPIA NON VERIFICATA
DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it