



FONENDOSCOPIO BASE NERO

DGX 110

Dispositivo medico di classe IIa conforme a MDR (UE) 2017/745



PRODOTTO DA ZHEJIANG NEW VISION IMP AND EXP CO LTD

DGX 110 è un fonendoscopio leggero, ultrasottile, dotato di un particolare diaframma adatto all'auscultazione durante la misurazione della pressione sanguigna e di un arco binaurale regolabile.

DATI TECNICI

Codice	DG02111
Diametro testa	4,7 cm
Peso	80 g
Materiali	Acciaio , PVC

Scheda tecnica **DGX 110** – Codice **DG02111** – Identificativo di registrazione **1962901**Rev.0 (17/03/2025) – COPIA NON VERIFICATA
DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it