



PALLONE RIANIMATORE AUTOESPANDIBILE PEDIATRICO

D-PRO B-LIFE**CARATTERISTICHE**

- Monouso, in PVC
- Adatto a pazienti con peso compreso tra 10 e 33 kg
- Può essere collegato a fonti di alimentazione di ossigeno
- Connessione standard ISO 15/22 mm



Dispositivo medico di classe I conforme al regolamento
UE 2017/745 - MDR



D-PRO B-LIFE è un rianimatore manuale monouso con sacco autogonfiante e maschera facciale, progettato per la ventilazione meccanica di pazienti traumatizzati o con difficoltà respiratorie. Può essere collegato a fonti di alimentazione di ossigeno (connessione standard ISO 15/22 mm). Disponibile in diverse configurazioni per pazienti pediatrici, neonati e adulti, questo modello è adatto a pazienti con un peso compreso tra circa 10 e 33 kg.

DATI TECNICI

Codice	BG02101
Adatto a pazienti con peso	10-33 kg
Volume della sacca	680 ml
Volume della corsa	350 ml
Valvola di scarico della pressione	40 cmH ₂ O
Resistenza inspiratoria ed espiratoria a 50l/min	< 5 cmH ₂ O
Volume del serbatoio	1600 ml
Peso del dispositivo	410 g
Materiale	PVC
Connessione standard	ISO 15/22 mm

IL PRODOTTO INCLUDE

- Serbatoio
- Valvola di sovrappressione e di non ritorno
- Tubo flessibile dell'ossigeno
- Maschera facciale misura 2

Scheda tecnica del prodotto **D-PRO B-LIFE** – Codice **BG02101** – Classificazione CND **R03020201** – Identificativo di registrazione **2433560**

Rev.0 (19/04/2021) – COPIA NON VERIFICATA
DISTRIBUITO DA SPENCER ITALIA S.R.L.

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it