



SYSTÈME DE FIXATION 10G POUR BRANCARDS AUTO-CHARGEANTS

S-MAX PRO



CARACTÉRISTIQUES

- Les mécanismes d'enclenchement et de déclenchement du S-MAX PRO sont faciles à localiser et à activer
- S-MAX PRO est facile à installer grâce à sa structure monobloc
- Sa silhouette plate évite tout encombrement inutile lorsque la civière n'est pas chargée sur l'ambulance
- La position du mécanisme de déverrouillage minimise le risque de blessures accidentelles lorsque la civière est tirée
- Le système de fixation agit simultanément à l'avant et à l'arrière du brancard.



Testé conformément à la norme EN 1789

Dispositif médical de classe I conforme au MDR (UE) 2017/745

S-MAX PRO est une fixation 10G pour brancards à chargement automatique, facile à installer sur le sol des ambulances ou sur les systèmes de support des brancards. Son système d'ancrage avancé agit à la fois sur l'avant et l'arrière du brancard, assurant une fixation stable et sûre du brancard.

DONNÉES TECHNIQUES

Code	ST42720
Dimension	179 x 19 x 8 cm
Épaisseur du profilé métallique	3 cm
Poids	5,2 kg
Matériaux	Al, Nylon



5,2 kg

**POIDS
DISPOSITIF**

**ENGAGEMENT
RAPIDE**

 Fiche technique du produit **S-MAX PRO** – Code **ST42720** – Classification CDN V9099 – N° d'enregistrement **2227449**

Rev.2 (13/02/2024)

COPIE NON CERTIFIÉE

©Copyright - Ce document est la propriété de SPENCER ITALIA S.r.l. et ne peut être reproduit, utilisé ou divulgué sans l'accord écrit de SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
 Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it