



ZAINO DI EMERGENZA

# LIFEBAGS L

## CARATTERISTICHE

- Lo zaino può essere completamente aperto tramite una doppia cerniera.
- Ampia tasca frontale per materiale aggiuntivo e tasca frontale più piccola con scomparti organizzati per oggetti di piccole dimensioni.
- 2 tasche laterali per un accesso rapido agli oggetti essenziali.
- Sistema MOLLE su entrambi i lati per l'aggancio di borse o attrezzature supplementari.
- Maniglia superiore rinforzata e spallacci removibili, fissati tramite anelli a D rinforzati con fibbia.
- Elementi riflettenti su tre lati garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Fornito con 5 borse interne di diverso colore.



**LIFEBAGS L** è uno zaino d'emergenza progettato per garantire un'ottima organizzazione degli spazi, un rapido accesso agli strumenti e ai documenti, comfort ergonomico e massima visibilità in ogni situazione.

Il vano principale, dotato di divisori, passanti elastici e strisce in Velcro®, assicura una gestione ordinata e funzionale degli oggetti e del materiale aggiuntivo, oltre a permettere il facile fissaggio delle borse interne. Gli spallacci removibili offrono comfort e una distribuzione equilibrata del carico, mentre gli elementi riflettenti garantiscono visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sul davanti, una superficie in Velcro® di 23 x 5 cm consente l'aggancio di patch identificative, mentre una piccola tasca frontale trasparente permette un'etichettatura rapida e ben visibile.



**DATI TECNICI**

Codici	0406605	0406606
<b>Misura</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
Dimensioni	37 x 47 x 22 cm	37 x 47 x 22 cm
Peso senza accessori	2,27 kg	2,27 kg
Borse interne verde e arancione	5 x 30 x 11 cm	5 x 30 x 11 cm
Borse interne gialla e rossa	8 x 22 x 10 cm	8 x 22 x 10 cm
Borsa interna blu	8 x 22 x 22 cm	8 x 22 x 22 cm
Colore	●	●
Materiale	Poliestere con rivestimento in PVC	Poliestere con rivestimento in PVC

**Nota:** Le dimensioni e il peso sono soggetti a tolleranze rispettivamente di  $\pm 2$  cm e  $\pm 0,2$  kg.



**IL PRODOTTO INCLUDE**

- 1 borsa interna verde
- 1 borsa interna arancione
- 1 borsa interna rossa
- 1 borsa interna gialla
- 1 borsa interna blu



Rev.0 (04/08/2025)  
COPIA NON VERIFICATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.