



ZAINO DI EMERGENZA

LIFEBAGS XL**CARATTERISTICHE**

- Lo zaino può essere completamente aperto tramite doppia cerniera.
- Due ampie tasche frontali: la sezione inferiore è dotata di passanti elastici, mentre la sezione superiore presenta superfici in Velcro® per il fissaggio delle borse interne.
- Tre tasche laterali per un rapido accesso agli oggetti di piccole dimensioni.
- Ampio vano principale con numerosi passanti elastici e strisce in Velcro® per il fissaggio delle borse interne.
- Maniglia superiore e laterale rinforzata.
- Spallacci removibili con fibbia dotati di cintura sternale, fissati ad anelli a D.
- Elementi riflettenti su tre lati per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Include 6 borse interne colorate.
- Porta bombola integrato da 2 L per ossigeno.
- Parete centrale integrata con passanti elastici e tasche trasparenti.



LIFEBAGS XL è uno zaino d'emergenza capiente, progettato per garantire un'ottima organizzazione degli spazi, un rapido accesso agli strumenti e ai documenti, comfort ergonomico e massima visibilità in ogni situazione.

Il vano principale, dotato di passanti elastici e strisce in Velcro®, assicura una gestione ordinata e funzionale degli oggetti e del materiale aggiuntivo, oltre a consentire il facile fissaggio delle borse interne. Un vano portadocumenti con accesso laterale permette di recuperare rapidamente carte importanti senza dover aprire il vano principale.

Il divisorio centrale è dotato di numerosi passanti elastici di diverse dimensioni e di tasche trasparenti, per organizzare efficacemente strumenti e materiali di soccorso. Gli spallacci removibili con cinghia sternale offrono comfort e una distribuzione equilibrata del carico, mentre gli elementi riflettenti garantiscono visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sulla tasca frontale inferiore è presente una superficie in Velcro® di 26 x 5 cm per l'aggancio di patch identificative, mentre una piccola tasca frontale trasparente consente un'etichettatura rapida e ben visibile.

DATI TECNICI

Codici	0406610	0406611
Misura	XL	XL
Dimensioni	44 x 52 x 25 cm	44 x 52 x 25 cm
Peso senza accessori	4,7 kg	4,7 kg
Borse interne verde e arancione	5 x 30 x 11 cm	5 x 30 x 11 cm
Borse interne gialla e rossa	8 x 22 x 10 cm	8 x 22 x 10 cm
Borsa interna blu	8 x 22 x 22 cm	8 x 22 x 22 cm
Colore		
Materiale	Poliestere con rivestimento in PVC	Poliestere con rivestimento in PVC

Nota: Le dimensioni e il peso sono soggetti a tolleranze rispettivamente di ± 2 cm e $\pm 0,2$ kg.



IL PRODOTTO INCLUDE

- 1 borsa interna verde
- 1 borsa interna arancione
- 1 borsa interna rossa
- 1 borsa interna gialla
- 2 borse interne blu



Rev.0 (04/08/2025)
COPIA NON VERIFICATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it