



BORSA DI EMERGENZA

LIFEBAGS M

CARATTERISTICHE

- Realizzata in materiale resistente e impermeabile, disponibile in diversi colori.
- Scomparto principale con passanti elastici suddiviso internamente per una migliore organizzazione.
- Tasca aggiuntiva sopra allo scomparto principale, con cerniera bidirezionale.
- Tre tasche laterali consentono un accesso rapido ai piccoli oggetti.
- Sistema MOLLE sulle tasche laterali per agganciare ulteriori borse o accessori.
- Superficie in Velcro® sul retro (32 x 4 cm) per l'applicazione di patch identificative.
- Tasca frontale trasparente di piccole dimensioni per l'etichettatura.
- Elementi riflettenti sui tre lati per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Tracolla rimovibile e due maniglie unibili con Velcro®, per un trasporto comodo e versatile.



LIFEBAGS M è una spaziosa borsa d'emergenza idrorepellente, progettata specificamente per contenere un'ampia dotazione di dispositivi di soccorso, disponibile in diversi colori. Il capiente scomparto principale è suddiviso in sezioni più piccole tramite divisori interni. La tasca frontale dispone di un piccolo inserto trasparente per un'etichettatura rapida, mentre le due tasche laterali sono dotate del sistema MOLLE per fissare borse o altra attrezzatura aggiuntiva. All'interno del coperchio è presente un vano porta-documenti con passanti elastici per fissare accessori più piccoli. All'esterno del coperchio si trova una tasca trasparente con chiusura a cerniera. La versione M include una tasca aggiuntiva con chiusura a cerniera sopra lo scomparto principale.

DATI TECNICI

Codici	0405050	0405051
Dimensioni	49 x 30 x 28 cm	49 x 30 x 28 cm
Tracolla regolabile	103-133 cm	103-133 cm
Peso senza accessori	1,6 kg	1,6 kg
Colore	●	●
Materiale	Poliestere con rivestimento in PVC	Poliestere con rivestimento in PVC

Nota: Le dimensioni e il peso sono soggetti a tolleranze rispettivamente di ± 2 cm e $\pm 0,2$ kg.

IL PRODOTTO INCLUDE

- Tracolla rimovibile.

Scheda tecnica del prodotto **LIFEBAGS M** - Codici **0405050 - 0405051**

Rev.0 (03/10/2025)
 COPIA NON VERIFICATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
 Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it