



SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE

4BELL SILVER+**CARATTERISTICHE**

- Il telaio in alluminio rende la sedia leggera e resistente allo stesso tempo
- 2 maniglie anteriori telescopiche e due maniglie posteriori pieghevoli facilitano il sollevamento della sedia
- Il meccanismo di blocco delle ruote posteriori rende più sicuri i movimenti su superfici piane
- La seduta semirigida e lo schienale imbottito aumentano il comfort del paziente
- Il poggiatesta pieghevole aumenta la stabilità del paziente
- Seduta e lo schienale in PVC sono resistenti ai disinfettanti chimici
- Le ruote anteriori girevoli rendono la sedia ancora più manovrabile.



CE MD Conforme a standard ☒ EN 1789 ☒ EN 1865-1

4BELL SILVER+ è una sedia portantina progettata per il trasferimento o l'evacuazione di pazienti con disabilità motorie da edifici multipiano. È costruita in conformità alle specifiche stabilite dalla norma UNI EN 1865-1.


Se ancorata al sistema di fissaggio 4Bell+ MAX, la sedia è conforme alle norme UNI EN 1789 e certificata 10G. La struttura della sedia è in alluminio. Il peso complessivo è di 9,4 kg.

**CAPACITÀ
DI CARICO****MANIGLIE
TELESCOPICHE****PIEGHEVOLE**

DATI TECNICI

Codice	ST10500
Lunghezza con maniglie retratte/estratte	76/112 cm
Larghezza	49 cm
Altezza	90,5 cm
Dimensioni ripiegata	29 x 49 x 90,5 cm
Peso	9,4 kg
Capacità di carico	180 kg
Ruote anteriori	ø 10 cm
Ruote posteriori	ø 15 cm
Materiali	Al, Acciaio, PU, PVC
Colore sedile	●

Nota: Dimensioni e peso sono soggetti a tolleranze rispettive di ± 5 mm e $\pm 0,2$ kg.





IL PRODOTTO INCLUDE

- Cinture di trattenuta.

SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIESTO



ST10453

4BELL+ MAX

Sistema di fissaggio testato 10G

- È installato su ambulanze, veicoli speciali o aeroplani, per fissare tutte le sedie della serie 4Bell+ in posizione pieghevole.
- Può essere fissato sia a parete che a pavimento, a seconda della struttura e configurazione del veicolo.

ACCESSORI



ST10452	Seduta XL
ST10450	Braccioli
ST10451	Maniglie posteriori ausiliarie