




TAVOLA SPINALE CON PIN

B-BAK PIN

CARATTERISTICHE

- La tavola spinale B-Bak Pin è spessa solo 4,5 cm e molto facile da riporre.
- Con un peso di soli 6 kg, può supportare fino a 180 kg.
- 14 maniglie ergonomiche offrono numerosi punti di presa.
- 8 perni sagomati lungo il perimetro offrono punti aggiuntivi per il fissaggio con cinture.
- Il grande spazio ovale nella parte inferiore facilita l'immobilizzazione degli arti inferiori senza interferire con le maniglie.
- Compatibile con gli esami diagnostici preliminari ai raggi X.
- Se si utilizza il sistema Spencer Mark Up, è possibile etichettare il B-Bak Pin per non perderlo.



Dispositivo medico di Classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 MDR

B-BAK PIN è una tavola spinale leggera ma resistente, progettata per immobilizzare pazienti con sospette lesioni spinali. Dispone di numerose maniglie e perni per una presa sicura e per il fissaggio di accessori. Con un peso di soli 6 kg, può supportare fino a 180 kg.

Il design facilita il trasporto e lo stoccaggio, anche in spazi ristretti come le barelle per ambulanza. Inoltre può essere utilizzato, senza interferire, nelle indagini diagnostiche con i raggi X, risultando un dispositivo fondamentale per il soccorso prima e durante l'ospedalizzazione.



DATI TECNICI

Codici	ST02061	ST02046	ST02069
Lunghezza	184 cm	184 cm	184 cm
Larghezza	40,5 cm	40,5 cm	40,5 cm
Spessore	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Maniglie	14	14	14
Perni sagomati	8	8	8
Peso	6 kg	6 kg	6 kg
Capacità di carico	180 kg	180 kg	180 kg
Materiale	PE	PE	PE
Colore			



SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE RICHIESTO



ST02105

FIX BOARD
Fissaggio verticale 10G
per tavola spinale



ST02108

FIX BOARD
Fissaggio orizzontale
10G per tavola spinale




ACCESSORI



ST02015

PIN STRAPS
 Sistema di cinghie con ganci



ST02022

ECS STRAPS
 Sistema di cinghie per la tavola spinale e per il materasso



ST02035

ROCK STRAPS
 Sistema di cinture universali per tavole spinali



ST02039

T-STRAPS
 Sistema universale di cinghie per tavole spinali



SH00201

SPENCER CONTOUR
 Immobilizzatore universale anatomico per la testa



SH00203

SPENCER CONTOUR HP
 Immobilizzatore universale anatomico per la testa



SH00260

PEDI FIX
 Immobilizzatore per la testa pediatrico



SH00110

SUPER
 Immobilizzatore universale compatto blu per la testa



SH00162

SUPER BLUE HP
 Immobilizzatore testa universale

ACCESSORI**STO2106A****MARK UP**
Sistema di personalizzazione permanente**SH00240****TANGO FIX**
Immobilizzatore della testa per adulti/ pediatrici**SH00246****TANGO FIX HP**
Immobilizzatore della testa per adulti/ pediatrici**SH00151****FXA PRO**
Immobilizzatore universale anatomico per caviglia**STO0494****STX 494**
Cintura con fibbia in metallo con moschettone - 2 pezzi**STO2102****SPINE PACK**
Borsa per il trasporto della tavola dorsale vuota