



COLLARE CERVICALE RIGIDO BIVALVA

NEC LOC

CARATTERISTICHE

- Design ergonomico a due elementi con struttura bivalva e strap di fissaggio per garantire il mantenimento della posizione durante l'applicazione.
- Taglie specifiche per pazienti adulti e pediatrici, sviluppate in base alla morfologia del paziente, facilitano la selezione della misura corretta.
- Facile e veloce da applicare.
- Con foro per tracheotomia e imbottitura sagomata e confortevole.
- Radiotrasparente ai raggi X e alla TC.
- Compatibile con la risonanza magnetica a determinate condizioni.
- Disponibili anche in kit (3-6 taglie), con sacca di trasporto inclusa.



Dispositivo medico di classe I conforme al regolamento UE 2017/745 - MDR

DESTINAZIONE D'USO: NEC LOC è un collare cervicale rigido bivalva che aiuta a mantenere l'allineamento neutro del rachide cervicale in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Il suo utilizzo riduce il rischio di paralisi e di ulteriori danni alla colonna vertebrale nei pazienti traumatizzati durante il trasporto.

DESCRIZIONE PRODOTTO: Il collare cervicale bivalva NEC LOC è disponibile in kit e in diverse taglie, sia per adulti che per pazienti pediatrici, sviluppate in base alla morfologia del paziente, facilitando la scelta della misura corretta.

TAGLIE PEDIATRICHE

DATI TECNICI



Codici	JM10007	JM10008	JM10009	JM10021
Taglia	1 (Pediatrico 0-2 anni)	2 (Pediatrico 2-6 anni)	3 (6-12 anni)	4 (XS)
Materiale	PE/Plastizote	PE/Plastizote	PE/Plastizote	PE/Plastizote
Colore	○	○	○	●

Scheda tecnica del prodotto **NEC LOC** Collare cervicale bivalva: Codice **JM10007** MIS.1 (0-2 ANNI) • Codice **JM10008** MIS.2 (2-6 ANNI)
 Codice **JM10009** MIS.3 (6-12 ANNI) • Codice **JM10021** MIS.4 (XS) • Codice **JM10030** MIS.5 (STOUT) • Codice **JM10040** MIS.6 (SMALL)
 Codice **JM10050** MIS.7 (MEDIUM) • Codice **JM10060** MIS.8 (LARGE)
NEC LOC Kit collari 3 misure (4-6-7) c/sacca – Codice **JM10100** • **NEC LOC** Kit collari 6 misure (2-4-5-6-7-8) c/sacca – Codice **JM10101**

TAGLIE ADULTO



DATI TECNICI

Codici	JM10030	JM10040	JM10050	JM10060
Taglia	5 (Stout)	6 (Small)	7 (Medium)	8 (Large)
Materiale	PE/Plastizote	PE/Plastizote	PE/Plastizote	PE/Plastizote
Colore				

KIT



DATI TECNICI

Codici	JM10100	JM10101
Modelli	Kit 3 Collari cervicali	Kit 6 Collari cervicali
Taglie incluse nel kit	4 (XS), 6 (Small), 7 (Medium)	2 (Pediatrico 2-6 anni), 4 (XS), 5 (Stout) 6 (Small), 7 (Medium), 8 (Large)
Materiale	PE/Plastizote	PE/Plastizote

IL KIT INCLUDE

- Sacca di trasporto (Dimensioni 42x34 cm).